



Nombre del Producto	SILLA WC PLEGABLE
Código	AB-02
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Estructura de Acero cromado gris, espesor de 1.2mm. Diámetro de tubo Silla Principal de 22mm. Altura regulable desde 76 cm. hasta 86 cm. con 5 botones de regulación de Material del asiento: Polivinílico (ABS) + Polipropileno (PP) de color Beige Ancho total de asiento 42,5cm. Longitud total de asiento de 43 cm. Material del Cesta de Polivinílico (ABS) + Polipropileno (PP) de color Gris. Medidas de Cesta: Mide 28cm. de diámetro por 15cm. de largo con tapa Ancho entre brazos 48 cm. Peso máximo que soporta 136 Kg. Peso del producto (kg) : 6,33 kg. Plegable *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
Talla	Universal
Color	Blanco
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>