


**Nombre del Producto** SILLA WC 3 EN 1

**Código** AB-02E

**Origen** Asia

**Marca** Blunding



**Descripción** Estructura de Acero de 12mm. de espesor color Gris  
Diámetro del tubo de silla principal de 22 mm.  
Dimensión del Asiento (LxWxH) de 34 x 36 x 1,5 cm  
Material de asiento y cesta: polivinílico (ABS) + Polipropileno (PP) Gris  
Material de los apoya brazos: Caucho Gris  
Altura: Mínima 61 cm máxima 77 cm. con 7 botones de regulación.  
Ancho Inferior: 65 X 51 cm.  
Balde: de 28.5cm. De dimensión por 15 cm. de largo con tapa  
Soporte de balde: 31.5cm x 31.3cm  
Peso neto: 6 kg.  
Peso máximo que soporta: 136 Kg.  
Embalaje: 4pcs/caja de 66x66x66 cm  
Plegable: No  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** Universal

**Color** Blanco

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14