



Nombre del Producto	SILLA PARA DUCHA
Código	AB-05
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Estructura de aluminio Espesor de aluminio 1,2 mm. Silla principal Diámetro del tubo 25mm. Asiento y Respaldo en material PE polietileno en color Blanco Ancho total asiento 50cm. Regatón de caucho con refuerzo anillo interno de 5,5cm. de diámetro Dimensión del Asiento (LxWxH) 49x29.5x3cm Silla principal Diámetro del tubo 25mm Altura regulable con 8 botones de ajuste máxima 52cm. mínima 34cm. Peso neto 3,1 kg. Capacidad de peso 136kgs No es plegable Embalaje 4pcs/CTN Dimensión de la caja (LxWxH) 60 x 36 x 40 cm *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
Talla	Universal
Color	Blanco
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>