



Nombre del Producto	PISO PARA DUCHA
Código	AB-08
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Estructura de Aluminio anodizado color plata Silla principal Diámetro del tubo : 25mm. Espesor de la estructura de Aluminio 1,2 mm. Regatón: de caucho con refuerzo anillo interno de 4cm. de diámetro Asiento fabricado en HDPE Polietileno de Alta Densidad color blanco Ancho total asiento 49.5 cm. largo 29 cm. alto de 3 cm. Asiento con altura regulable máxima 52 cm. mínima 36 cm. Con 8 botones de regulación de altura Peso neto: 1,8 kg. Capacidad Máxima de peso: 136 kilos. No es plegable *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
Talla	Universal
Color	Plata
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>