



Nombre del Producto	ALZA BAÑO CON APOYA BRAZO
Código	AB-16
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Asiento de Polietileno (PE) Apoya Brazo de Aluminio y Goma de Poliuretano Alto Asiento de 178mm Largo Asiento de 432mm Ancho Asiento de 533mm Se adapta a la mayoría de los W.C. Fijación por medio de un Mecanismo de Bloque Frontal Capacidad de Peso 136 Kg. Plegable no *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
Talla	Universal
Color	Blanco
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>