



Nombre del Producto	ANDADOR PLEGABLE DOS RUEDAS
Código	AD-01
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Estructura Aluminio anodizado Diámetro de tubo inferior 28 mm, grosor 1,4 mm Diámetro de tubo superior 25 mm, grosor 1,2 mm Diámetro de la cruceta 28 mm grosor 1,0 mm Longitud máxima y mínima: 77-100cm Dos Ruedas Giratorias Altura Regulable Ancho externo: 61 cm. Largo total: 49 cm Material de Manilla: Goma espuma Empuñadura Ergométrica 8 hoyos de ajuste desde 76 a 93,5 cm. Ancho interno 43 cm. Regatón de gomas gris Embalaje: 4pcs/caja Peso Producto: 2,5 Kg. Peso máximo que soporta: 130 kg. +/- 10 Kg. Plegable Manual en Español *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
Talla	Universal
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>