



Nombre del Producto	ANDADOR PLEGABLE
Código	AD-04
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Material de la estructura: Aluminio anodizado color plata 1.2 mm. de espesor Ancho de tubo de 3 cm. Barra superior con botón de plegado Material de los delanteros de la barra cruzada: Acero Material empuñadura de mango: Goma espuma de alta densidad, antideslizante. Regatones antideslizante: Goma de 40mm. De diámetro con anillo metálico interno de refuerzo Material de las piezas de plástico: Polietileno (PE) Principal Diámetro del tubo : 28mm. Longitud del andador : 46 cm Ancho del andador: 58 cm Ajuste de altura: Desde 76 a 92,5 cm. Con 10 botones de regulación de altura Peso del producto: 2,5 Kg. Capacidad Max. de peso: 135 kg. +/- 10 kg. Plegable Manual de Uso en español</p>
Indicación	*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.
Talla	Única
Color	Plata
Envasado	4 Unidades por caja : 55 cm. Ancho x 27 cm. De largo x 80 cm. De alto
Mantenimiento de Producto	Guardar en un lugar seco
Vigencia	Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668