



Nombre del Producto BASTÓN

Código AD-06

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción Estructura de : Aluminio anodizado de 1.25mm de espesor, color Plata.
Diámetro de la estructura: 22 mm eje de 19 mm tubo de la pata
Longitud máxima 94cm. y mínima 71cm.
Con 10 botones de regulación de altura
Material de la manilla : Polivinílico (ABS) color Gris
Material Regatón: Goma con anillo interno de refuerzo 3.8 cm de diámetro
Peso: 0.3Kg.
Peso máximo que soporta: 100kg.
Embalaje: 20 unidades por caja
Dimensión de la caja: 65 x 15 x 26cm
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Universal

Color Plata

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14