



Nombre del Producto BASTÓN CODERA FIJA AJUSTABLE CON REFLECTOR

Código AD-07

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción Estructura de Tubo de Aluminio anodizado
Diámetros de tubo inferior 18,9 mm. grosor 1,4 mm
Diámetro de tubo superior 22,2 mm grosor 2,0 mm
Ajustable en altura por sistema de botones.
Mango de agarre PVC Gris, con reflector en punta.
Altura ajustable mediante 10 hoyos con un rango de 102 a 124 cm.
Regatón: Goma diámetro 38mm. con anillo metálico interno de refuerzo
Peso neto: 500 grs.
Soporte máximo 115 Kg.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Universal

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Universal	7801001010912

Envasado Caja estuche: 102cm alto x 16cm ancho x 10cm fondo

Unidad de Empaque 20 Unidades

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14