

**Nombre del Producto** **BASTÓN CODERA MÓVIL AJUSTABLE****Código** AD-08**Origen** Asia**Marca** Blunding

Descripción

Codera Abatible de aluminio anodizado color plata 1.2 mm. de espesor
Ancho de tubo 2.5 cm.
Material de Codera móvil : Polietileno (PE) color Gris
Codera con inclinación del antebrazo aproximadamente de 20 a 30 grados.
Ancho codera: 4cm.
Material de mango : Goma espuma 3.5 cm. de diámetro
Ajuste de altura: Desde 95-126 cm.
Ajuste Superior: 20 cm. Min. y 28 cm. Max. Con 4 botones de regulación de altura
Ajuste Inferior: 67 cm. Min. Y 90 cm. Max. Con 10 botones de regulación de altura
Regatón antideslizante: Goma diámetro 38mm. con anillo metálico interno de refuerzo
Material de las piezas de plástico: Polietileno (PE)
Muleta Diámetro del tubo principal (mm): 22 mm.
Peso del producto: 0.55Kg
Capacidad de peso: 120 +/- 5 Kg
Manual de Uso en Español

Indicación *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.**Talla** Única**Color** Plata**Envasado** 20 Unidades por caja : 30 cm. Ancho x 96 cm. De largo x 30 cm. De alto**Mantenimiento de Producto** Guardar en un lugar seco**Vigencia** Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668