



Nombre del Producto BASTÓN CODERA FIJA AJUSTABLE

Código AD-09

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción

Material de la estructura: De aluminio anodizado, 1,2 mm de espesor negro
 Material de soporte de brazo: Polietileno (PE) Negro
 Material de empuñadura: Polietileno (PE) Negro
 Regatón: Goma diámetro 38mm. con anillo metálico interno de refuerzo
 Diámetro del tubo principal (mm): 22,5 mm
 Ajuste de altura: desde 87 a 117 cm
 Regulación Inferior: 64-86 cm. Con 10 botones de regulación de altura
 Regulación superior: 22-30 cm. Con 4 botones de regulación de altura
 peso del producto: 0.5 kg.
 capacidad de peso: 100 kg.
 Embalaje: 20pcs/caja
 Dimensión de la caja (LxWxH): 86 x 30 x 30 cm
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Universal

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Universal	7801001010950

Envasado Caja estuche: 75cm alto x 10cm ancho x 14cm fondo

Unidad de Empaque 20 Unidades

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14