



<b>Nombre del Producto</b>	<b>BASTÓN CUÁDRUPLE</b>
<b>Código</b>	AD-14
<b>Origen</b>	Asia
<b>Marca</b>	Blunding
<b>Descripción</b>	<p>Estructura de 1,2mm. De espesor Diámetro de la estructura superior de aluminio 22 mm. Diámetro estructura inferior acero cromado de 19 mm. Base de acero cromado de 20,6 x 17,4 cm Longitud: máxima 95 cm. y mínima 72 cm. Con 10 orificios de regulación de altura Material de manilla goma espuma gris con lazo Regatón: Goma 30mm. De diámetro con anillo metálico interno de refuerzo Peso: 0.75 Kg. Embalaje: 10 unidades por caja de 79x33x45 cm. El peso máximo que soporta: 100 kg. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
<b>Talla</b>	Universal
<b>Color</b>	Plata
<b>Vigencia</b>	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
<b>Garantía</b>	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
<b>Certificación y Registros</b>	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>