

**Nombre del Producto** MULETAS (PAR)**Código** AD-15**Origen** Asia**Marca** Blunding

Descripción Marco aluminio anodizado de 1,2mm. de espesor
Material de apoya brazo: Goma termoplástica color Gris
Dimensiones de apoya brazo: 19.7 x 3.2 cm.
Longitud: máxima 94 cm. y mínima 71 cm.
Agarradera: Goma termoplástica color gris
Dimensiones de agarradera: 9.5 X 3.8 cm.
Regatón: Goma Con anillo interno de refuerzo, color Gris
Dimensión Regatón: 5.7 X 5 cm.
Material de partes plásticas: Polietileno (PE)
Diámetro de tubo: 19 mm. parte superior, 22mm. parte inferior
Ajuste de altura: 113.8-134 cm
Peso: 1,45 kg.
Capacidad de Peso (resistencia): 136 Kg
Empaque: 10prs/caja
Dimensión caja: 120 x 27 x 29 cm
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Universal**Color** Plata

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14