



**Nombre del Producto** BASTÓN PARA CIEGOS

**Código** AD-17

**Origen** Asia

**Marca** Blunding

**Descripción** Estructura de Aluminio anodizado color Rojo y Plata  
Espesor de estructura 1,2mm  
Diámetro de la estructura 12 mm.  
Longitud: máxima 119 cm.  
Material de mango : Poli cloruro de vinilo (PVC)  
Plegable  
Material de la punta inferior: Plástico del PVC  
Peso: 0.18 KGS  
Capacidad de peso : 30kg.  
Embalaje: 20 unidades por caja de 42x12x26 cm  
El peso máximo que soporta: 100kgs  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** Universal

**Color** Negro

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Universal	7801001010332

**Envasado** Caja estuche: 37cm alto x 4cm ancho x 4cm fondo

**Unidad de Empaque** 20 Unidades

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14