

Descripción

Colchón inflamable con motor Indicado para Pacientes de edad avanzada, con diabetes, trastornos neurológicos, pacientes postrados, entre otros. Son pacientes de alto riesgo que pueden presentar en cualquier momento este tipo de heridas las cuales son de difícil tratamiento y cuidado.

Nuestro Moderno Colchón de celdas Domus grado I es ideal para pacientes con bajo riesgo de úlceras por presión. Cuenta con cubierta impermeable, un silencioso motor .y un indicador de peso del paciente para una mejor regulación de la presión. Los colchones APEX cuentan con un desarrollo basado en la evidencia médica, cada modelo DOMUS es verificado bajo una prueba mapping de presión dinámica que mide en forma automática los cambios de presión y como estos inciden directamente en el paciente.

Marca:	APEX
Procedencia:	TAIWAN
Modelo:	Domus I
Indicacion de escaras	Grado I
Grado de protección electrico	Clase II tipo BF
Cubierta Superior	Nylon PU / impermeable
Fuente Alimentación	AC 220-240V, 50Hz, 100-120V, 60Hz
Duración Ciclo	9,6 minutos
Regulacion presion	Indicador de peso de referencia para ajustar presión
Peso y Medida Motor	8.5cm x 12.5x 25 motor 1,4 kg
Medida del Colchon	198x86x6.4 cm
Burbujas	2,5 x 130 burbujas
Peso Colchón	2 kg
Garantía:	Garantía: 1 año
Servicio Técnico	SERVICIO PROPIO
Peso del Paciente	Hasta 110 kg