



<b>Nombre del Producto</b>	<b>FÉRULA P/DEDO PROTECT FINGER STAX</b>
<b>Código</b>	B-G700001 B-G700002 B-G700003 B-G700004 B-G700005 B-G700006 B-G700007 B-G700008
<b>Origen</b>	Alemania
<b>Marca</b>	Protect
<b>Descripción</b>	Férulas inmovilizadora de dedo, abarca desde la falange media hasta la falange distal.
<b>Indicación</b>	Inmovilización de Dedo. Inmoviliza la articulaciones interfalángicas. Tratamiento postquirúrgico y esguinces de ligamentos colaterales. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.
<b>Talla</b>	1-2-3-4-5-6-7-5.5
<b>Composición</b>	Polipropileno : 100%
<b>Color</b>	Transparente
<b>Envasado</b>	Bolsa de polipropileno
<b>Mantenión de Producto</b>	No Aplica
<b>Vigencia</b>	Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.
<b>Garantía</b>	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.
<b>Certificación y Registros</b>	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14