



Nombre del Producto LEVAMED

Código B-K010

Origen Alemania

Marca MEDI

Descripción Tobillera elástica de forma anatómica y almohadillas de silicona integradas en zonas maleolares.
Tejido Clima Comfort superelástico, transpirable y transportador de la humedad.
Zona de confort, de tejido especial en el área del empeine, para evitar áreas de presión.
El tejido compresivo y las almohadillas de silicona originan un efecto masajeador que estimula la irrigación sanguínea, permitiendo así una reabsorción más rápida de hematomas y edemas.
El soporte propiocepción da como resultado una mejora del soporte muscular (estabilización de tobillo).

Indicación Inestabilidad leve de la articulación del tobillo.
Derrames articulares y tumefacciones debido a artritis y osteoartritis.
Inflamaciones crónicas, post-quirúrgicas y postraumáticas.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir



Levamed	
°size	circunferencia cm
°I	17 – 20
°II	20 – 22
°III	22 – 24
°IV	24 – 26
°V	26 – 28
°VI	28 – 30

Composición Poliamida
Poliéster
Elastano

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.
No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14