



Nombre del Producto ACHIMED

Código B-K020

Origen Alemania

Marca MEDI

Descripción Soporte del tendón de Aquiles con almohadillas de silicona diseñadas anatómicamente. Oporte elástico con forma anatómica y almohadillas de silicona incluidas. Tejido Clima Comfort muy elástico, transpirable y conductor de la humedad. Zona de confort, para evitar zona de presión. Taloneras de descarga para el tendón de Aquiles por separado (deben ser colocadas en ambos zapatos para compensar la longitud de las piernas). El tejido compresivo con inclusiones de silicona presenta un efecto de estabilizador. Almohadillado blanda protectora del tendón de aquiles. La talonera adicional insertable reduce la tension dolorosa en el tendón de Aquiles.

Indicación Inflamación aguda y crónica del tendón de Aquiles.
Inflamación postraumática y postquirúrgica.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir



Achimed	
°Talla	circunferencia cm
°I	17 – 20
°II	20 – 22
°III	22 – 24
°IV	24 – 26
°V	26 – 28
°VI	28 – 30

Composición Poliamida
Poliéster
Elastano

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.
No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14