



Nombre del Producto GENUMEDI

Código B-K100

Origen Alemania


Marca MEDI

Descripción El efecto de masaje conseguido por el tejido compresivo y el rodete de silicona mejora la circulación y origina una reabsorción más rápida de hematomas y edemas. El soporte de diseño anatómico y sin costuras mejora la propiocepción y consigue con ello una mejora del soporte muscular (estabilización de la rodilla). de la rótula esta lateralmente reforzado para favorecer la corrección de la articulación troclear.

Indicación Inestabilidad leve de la articulación de la rodilla
Derrames articulares y tumefacciones
Inflamación crónica post-quirúrgica y postraumática
Condromatía patelar
Osteoartritis y artritis
Lesiones de menisco
Síndrome de dolor patelofemoral
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir

Color	Circunferencia del muslo	Circunferencia de la pantorrilla	Talla	Número de artículo
plateado	37 – 40 cm	25 – 28 cm	I	K.100.201
	40 – 43 cm	28 – 31 cm	II	K.100.202
	43 – 46 cm	31 – 34 cm	III	K.100.203
	46 – 49 cm	34 – 37 cm	IV	K.100.204
	49 – 52 cm	37 – 40 cm	V	K.100.205
	52 – 55 cm	40 – 43 cm	VI	K.100.206
	55 – 58 cm	43 – 46 cm	VII	K.100.207



Composición Poliamida
Poliéster
Elastano

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo. No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14