



**Nombre del Producto** GENUMEDI PT

**Código** B-K14

**Origen** Alemania

**Marca** MEDI

**Descripción**

Relaja y activa: Las almohadillas con puntos de fricción neurofisiológica y una colocación precisa relajan y activan los músculos vasto lateral y vasto medial respectivamente.

Ajuste individual: La cinta tensora y la presión sobre el músculo vasto lateral se pueden ajustar según se necesite. Corrección de la inclinación rotuliana El anillo de silicona alrededor de la rótula esta lateralmente reforzado para favorecer la corrección de la articulación troclear. Corrige la inclinación rotuliana.


Sistema antideslizante Las terminaciones de sus bandas laterales de silicona texturizada aseguran un ajuste óptimo sin pliegues, incluso en caso de movimiento con las rodillas flexionadas ( ej. al esquiar). Influencia positiva en las estructuras musculares de sujeción de la rótula para compensar desequilibrios. Compresión propioceptiva para una sujeción y estabilización seguras de las articulaciones.

**Indicación**

**Síndrome de dolor patelofemoral en casos de:**  
Rótula Hipermovil  
Lateralización patelar  
Desequilibrio muscular  
Desplazamiento rotuliano  
Tratamiento postoperatorio (estabilización patelar)  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Como Elegir**

Genumedi® PT				
	Circunferencia del muslo	Circunferencia de la pantorrilla	Talla	Número de artículo
izquierda	37-40 cm	25-28 cm	I	K.142.201
	40-43 cm	28-31 cm	II	K.142.202
	43-46 cm	31-34 cm	III	K.142.203
	46-49 cm	34-37 cm	IV	K.142.204
	49-52 cm	37-40 cm	V	K.142.205
	52-55 cm	40-43 cm	VI	K.142.206
	55-58 cm	43-46 cm	VII	K.142.207
derecha	37-40 cm	25-28 cm	I	K.143.201
	40-43 cm	28-31 cm	II	K.143.202
	43-46 cm	31-34 cm	III	K.143.203
	46-49 cm	34-37 cm	IV	K.143.204
	49-52 cm	37-40 cm	V	K.143.205
	52-55 cm	40-43 cm	VI	K.143.206
	55-58 cm	43-46 cm	VII	K.143.207



**Composición**

Poliamida  
Poliéster  
Elastano

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.  
No planchar

**Vigencia**

Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía**

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485  
CE E007361/08.2013  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14