



**Nombre del Producto** LUMBAMED BASIC

**Código** B-K200


**Origen** Alemania

**Marca** MEDI


**Descripción** Órtesis lumbar con sistema Clima Comfort  
El tejido Clima Comfort, transpirable y conductor de la humedad, asegura un uso confortable prolongado. Descarga perceptiblemente de peso a la columna lumbar, ayudando a la musculatura de la espalda. Alivia los dolores en la zona lumbosacra y la tensión muscular. La faja de forma anatómica facilita un ajuste perfecto, sin ejercer presión, gracias al cierre especial en el área de flexión de la cadera.  
Los 4 flejes de diseño anatómico integrados, fabricados con un ángulo predeterminado de 35° puede ajustarse individualmente, asegurando una adaptación perfecta a la anatomía de la región lumbosacra.

**Indicación** Lumbalgias debidas a trastornos de las pequeñas articulaciones de la columna vertebral.  
Insuficiencia mioestatica y muscular.  
Alteraciones de los ligamentos.  
Síndrome de post-dicotomía.  
Dislocaciones leves de la columna lumbar, por ejemplo dentro del marco de una osteocondrosis y en espondilosis.  
Estado irritativo de la articulación ileosacra.  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Como Elegir**



Lumbamed basic	
Talla para mujeres <sup>o</sup>	circunferencia de la cadera cm
°I	76 – 86
°II	86 – 98
°III	98 – 111
°IV	111 – 125
°V	125 – 140



Lumbamed basic	
Talla para hombres <sup>o</sup>	circunferencia cintura cm
°I	66 – 76
°II	76 – 88
°III	88 – 101
°IV	101 – 115
°V	115 – 130

**Composición** Poliamida  
Poliéster  
Elastano  
Duraluminio

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.  
No planchar

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485  
CE E007361/08.2013  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14