



Nombre del Producto LUMBAMED DISC STRAIGHT CUT (HOMBRE)
LUMBAMED DISC FITTED CUT (MUJER)

Código B-K22031
B-K22032


Origen Alemania

Marca MEDI


Descripción Órtesis lumbar con sistema Clima Comfort
El tejido Clima Comfort, transpirable y conductor de la humedad, asegura un uso confortable prolongado.
La faja anatómica facilita un ajuste perfecto, sin ejercer presión, gracias al cierre especial en el área de flexión de la cadera.
La sujeción que brinda la faja descarga considerablemente la columna lumbar y mitiga el dolor. La estabilidad de la faja puede ser adaptada según el proceso curativo gracias a su disposición modular (almohadilla dorsal y varillas estabilizadoras intercambiables con dos grados diferentes de dureza). La atrofia muscular se previene mediante el ejercicio imprescindible de la musculatura del tronco.

Indicación Lumbago.
Cambios degenerativos en las pequeñas articulaciones de la columna vertebral.
Osteocondrosis.
Espondiloartrosis.
Condiciones irritativas de las articulaciones sacro-iliacas.
Dolor en la zona lumbo-sacra (de origen degenerativo).
Espondilosis sin deslizamiento vertebral.
Espondilolisis, espondilolistesis.
Protrusión del disco intervertebral o prolapso del disco.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir



Lumbamed disc	
Talla para mujeres ^o	circunferencia de la cadera cm
°I	76 – 86
°II	86 – 98
°III	98 – 111
°IV	111 – 125
°V	125 – 140



Lumbamed disc	
Talla para hombres ^o	Circunferencia cintura cm
°I	66 – 76
°II	76 – 88
°III	88 – 101
°IV	101 – 115
°V	115 – 130
°VI	130 – 146

Composición Poliamida
Poliéster
Elastano
Duraluminio

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.
No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14