



Nombre del Producto OMOMED

Código B-K30

Origen Alemania

Marca MEDI

Descripción


Hombreira con función limitadora del movimiento
El sistema de cinchas flexibles hace posible una regulación individual y una restricción en grado variable.
Tejido Clima Comfort superelástico, transpirable con forma anatómica en el área del brazo y del hombro.
Posición inteligente de las cinchas para poder llevar puesta cómodamente la hombreira con la ropa habitual sin afectar su función.
Ideal para el uso durante varias semanas.
El tejido elástico ejerce una compresión local leve sobre los tejidos blandos superficiales reduciendo y limitando de esta manera tumefacciones además de disminuir las contracciones musculares.
Limitación e impedimento de movimientos perjudiciales gracias a la posibilidad de una clara limitación graduable de la rotación externa, de los movimientos de abducción y de flexión anterior de la articulación del hombro.
La disminución del tono de la musculatura que circunda el hombro ayuda a la corrección de las malposiciones del hombro y al mejor centrado de la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea además de proporcionar un efecto analgésico.

Indicación

Fracturas proximales de la cabeza del humero, cavidad glenoidea y escapula, luxación de la articulación acromioclavicular.
Tratamiento conservador de artrósis dolorosa o articulación anterior aguda y crónica de hombro.
Tratamiento postoperatorio tras prótesis de articulación de hombro o tras estabilización de la articulación del hombro.
Reconstrucción de las inserciones del manguito rotador y refijación del origen del tendón bicipital (lesion SLAP).
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir

Omomed	
Talla	Circunferencia de bíceps cm
0	hasta 26
I	26 – 29
II	29 – 33
III	33 – 36
IV	36 – 39



Composición

Poliamida
Poliéster
Elastano

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.
No planchar

Vigencia

Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14