



Nombre del Producto EPICOMED

Código B-K400


Origen Alemania

Marca MEDI

Descripción Codera con almohadillas estabilizadoras de silicona
Codera de tejido anatómico con rellenos de silicona.
Cincha desmontable para regular la presión de manera individual.
El tejido especial en la zona de la comisura del codo evita las áreas de presión y apretamiento.
Tejido Clima Comfort superelástico, transpirable y conductor de la humedad.
El tejido compresivo y los rellenos de silicona producen un masaje que promueve la curación.
Áreas específicas de presión para disminuir el dolor y para descargar la tensión en las inserciones tendinosas.

Indicación Epicondilitis lateral y medial (codo de tenista, codo de golfista).
Dislocación del codo.
Derrames e inflamaciones por artritis y artrosis.
Estados irritativos crónicos postoperatorios y postramáticos.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir



Epicomed	
sizeº	Circunferencia cm
I	17 – 20
II	20 – 23
III	23 – 26
IV	26 – 29

Composición Poliamida
Poliéster
Elastano

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.
No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14