



Nombre del Producto MANUMED ACTIVE

Código B-K41

Origen Alemania


Marca MEDI

Descripción Soporte de muñeca con fleje estabilizador
Optima férula para la palma de la mano que ofrece un máximo soporte incluso para manos grandes. La férula palmar preformada anatómicamente puede ser adaptada individualmente. La cincha de diseño anatómico hace posible un preciso alivio de la presión. El tejido Clima Comfort transpirable transporta la humedad de la piel garantizando un gran confort. La elasticidad y la compresión del tejido hacen posible la existencia de solo 4 Tallas. La férula palmar estabiliza la muñeca y reduce la tensión en esta. La banda circular ayuda adicionalmente a la descarga ocasionada por el tejido compresivo y la férula palmar. Preciso alivio de la presión en el cóndilo cubital gracias a la cincha de forma anatómica.

Indicación Lesiones de muñeca distensiones.
Artrósis de muñeca.
Inestabilidad.
Tenosinovitis.
Estados irritativos (postraumáticos, postoperativos y reumáticos).
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir

Manumed active	
Talla	Circunferencia muñeca cm
I	13 – 15
II	15 – 17
III	17 – 19
IV	19 – 21



Composición Poliamida
Poliéster
Elastano

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave. Secar en forma natural sin exponer a sol directo.
No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14