



Nombre del Producto	CODERA BAMBÚ										
Código	BBE-06										
Origen	Chile										
Marca	Blunding										
Descripción	Soporte de codo, fabricado en fibra de Bambú. Fibra conocida por sus propiedades micro-orgánicas. Mas suave que el algodón, no es irritante haciéndola ideal para gente con piel sensible y otras alergias o dermatitis. Termo climático, asegura que esté cálido en invierno y fresco en verano. Es respirable y da Protección contra los rayos UV.										
Indicación	Lesiones de codo, epicondilitis, bursitis, tendinitis como también artritis. Codo de tenista y lesiones producidas en la práctica de deportes. Ayuda a reducir el dolor provocado por tendinitis. Relaja la articulación mediante una compresión confortable y un calor terapéutico. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.										
Talla	S-M-L-XL										
Composición	40% Fibra de bambú 35% Spandex 25% Latex										
Color	Plata										
Código de barra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Small</td> <td>7801001009541</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td>7801001009534</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>7801001009527</td> </tr> <tr> <td>Extra Large</td> <td>7801001009558</td> </tr> </tbody> </table>	TALLA	CÓDIGO	Small	7801001009541	Medium	7801001009534	Large	7801001009527	Extra Large	7801001009558
TALLA	CÓDIGO										
Small	7801001009541										
Medium	7801001009534										
Large	7801001009527										
Extra Large	7801001009558										
Envasado	Caja estuche: 13cm alto x 9cm ancho x 3cm fondo										
Unidad de Empaque	24 Unidades										
Mantenimiento de Producto	Lavar a mano hasta 30° C de temperatura utilizando un detergente para prendas delicadas No utilizar blanqueador o cloro No secar en una fuente directa de calor										
Vigencia	Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.										
Garantía	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.										
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14										