

Nombre del Producto	COLLAR CERVICAL BLANDO																																																								
Código	BK01																																																								
Origen	Chile																																																								
Marca	Blunding																																																								
Descripción	Soporte cervical de corte anatómico en poliuretano de alta densidad, recubierto con tejido tubular y cierre de contacto.																																																								
Indicación	En trauma de alguna vertebra de la columna cervical. Rehabilitación post operatoria. Lesión de partes blandas en zona cervical. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.																																																								
Talla	4 a 6 años – 8 a 10 – 12 a 14																																																								
Como Elegir	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas</th> <th>4 a 6</th> <th>8 a 10</th> <th>12 a 14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contorno Cuello (cm)</td> <td>27-28</td> <td>28-30</td> <td>30-32</td> </tr> </tbody> </table>			Medidas	4 a 6	8 a 10	12 a 14	Contorno Cuello (cm)	27-28	28-30	30-32																																														
Medidas	4 a 6	8 a 10	12 a 14																																																						
Contorno Cuello (cm)	27-28	28-30	30-32																																																						
Composición	Cara Exterior: Tejido tubular 100% algodón Cara Interna: Corte de poliuretano Cierre de contacto: 100% Nylon																																																								
Color	Calipso, Gris, Naranja, Rojo, Verde																																																								
Código de barra:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>Talla 4-6</th> <th>Código</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calipso</td> <td>BK01-1CA</td> <td>7801001004232</td> </tr> <tr> <td>Gris</td> <td>BK01-1GR</td> <td>7801001004249</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>BK01-1NA</td> <td>7801001004256</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>BK01-1RO</td> <td>7801001004263</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>BK01-1VE</td> <td>7801001004270</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>Talla 8-10</th> <th>Código</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calipso</td> <td>BK01-2CA</td> <td>7801001004287</td> </tr> <tr> <td>Gris</td> <td>BK01-2GR</td> <td>7801001004294</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>BK01-2NA</td> <td>7801001004300</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>BK01-2RO</td> <td>7801001004317</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>BK01-2VE</td> <td>7801001004324</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>Talla 12-14</th> <th>Código</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calipso</td> <td>BK01-3CA</td> <td>7801001004331</td> </tr> <tr> <td>Gris</td> <td>BK01-3GR</td> <td>7801001004348</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>BK01-3NA</td> <td>7801001004355</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>BK01-3RO</td> <td>7801001004362</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>BK01-3VE</td> <td>7801001004379</td> </tr> </tbody> </table>			Color	Talla 4-6	Código	Calipso	BK01-1CA	7801001004232	Gris	BK01-1GR	7801001004249	Naranja	BK01-1NA	7801001004256	Rojo	BK01-1RO	7801001004263	Verde	BK01-1VE	7801001004270	Color	Talla 8-10	Código	Calipso	BK01-2CA	7801001004287	Gris	BK01-2GR	7801001004294	Naranja	BK01-2NA	7801001004300	Rojo	BK01-2RO	7801001004317	Verde	BK01-2VE	7801001004324	Color	Talla 12-14	Código	Calipso	BK01-3CA	7801001004331	Gris	BK01-3GR	7801001004348	Naranja	BK01-3NA	7801001004355	Rojo	BK01-3RO	7801001004362	Verde	BK01-3VE	7801001004379
Color	Talla 4-6	Código																																																							
Calipso	BK01-1CA	7801001004232																																																							
Gris	BK01-1GR	7801001004249																																																							
Naranja	BK01-1NA	7801001004256																																																							
Rojo	BK01-1RO	7801001004263																																																							
Verde	BK01-1VE	7801001004270																																																							
Color	Talla 8-10	Código																																																							
Calipso	BK01-2CA	7801001004287																																																							
Gris	BK01-2GR	7801001004294																																																							
Naranja	BK01-2NA	7801001004300																																																							
Rojo	BK01-2RO	7801001004317																																																							
Verde	BK01-2VE	7801001004324																																																							
Color	Talla 12-14	Código																																																							
Calipso	BK01-3CA	7801001004331																																																							
Gris	BK01-3GR	7801001004348																																																							
Naranja	BK01-3NA	7801001004355																																																							
Rojo	BK01-3RO	7801001004362																																																							
Verde	BK01-3VE	7801001004379																																																							
Envasado	Caja Estuche																																																								
Unidad de Empaque	18 unidades																																																								
Mantenimiento de Producto	Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas																																																								
Vigencia	Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.																																																								
Garantía	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.																																																								
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro FDA N° 9104922 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14																																																								

