

**Nombre del Producto** COLLAR MIAMI JEROME  
**Código** BK04  
**Origen** USA



**Descripción** Este cuello es un inmovilizador diseñado para proteger la columna cervical, constituido por dos piezas ( anterior y posterior ) y recubierto con un tejido interior acolchado blando de material antitranspirante para proteger la piel. Ajustable con velcro.

**Indicación** En esguinces cervicales  
 Traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves  
 Limita la rotación y la flexoextensión de la columna cervical

**Talla** 2 a 6 años – 6 a 12 años

**Como Elegir**

Talla	2 a 6	6 a 12
Modelo	MJRP2	MJPR3

**Composición**

Estructura: Polietileno de Baja Densidad  
 Acolchado: Nylon respirable  
 Cierre de contacto: Nylon

**Color**

Azul

**Código de barra**

Talla	Código
2 a 6 años	7801001004539
6 a 12 años	7801001004546

**Envasado**

Bolsa Polipropileno

**Mantenión de Producto**

Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura  
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

**Vigencia**

Guardar en un lugar seco  
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía**

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros**

Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14