

Nombre del Producto
INMOVILIZADOR DE HOMBRO
Código

BK07

Origen

Chile

Marca

Blunding


Descripción

Soporte de hombro en aducción, confeccionado en velour y algodón.
Estructurado por dos piezas y dos cintas de algodón regulables con cierre de contacto.

Indicación

Lesiones y contusiones del hombro
Luxación del hombro
Lesiones del manguito rotador
En fracturas estables de humero subcapitales
En fracturas escapulares
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla

4 a 6 años - 8 a 10 años - 12 a 14 años

Como Elegir

Talla	4 a 6 años	8 a 10 años	12 a 14 años
Contorno de Tórax	58 - 63 cm.	63 - 74 cm.	74 - 85 cm.

Composición

Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster
Cara Externa: 100% Poliéster
Cintas: 100% Algodón
Hebillas: 100% Polipropileno
Cierre de contacto: 100% Nylon

Colores

Verde-Calipso-Naranja-Rojo-Gris

Código de barra

Color	Talla 4-6	Código
Calipso	BK07-1CA	7801001004850
Gris	BK07-1GR	7801001004867
Naranja	BK07-1NA	7801001004874
Rojo	BK07-1RO	7801001004881
Verde	BK07-1VE	7801001004898

Color	Talla 8-10	Código
Calipso	BK07-2CA	7801001004904
Gris	BK07-2GR	7801001004911
Naranja	BK07-2NA	7801001004928
Rojo	BK07-2RO	7801001004935
Verde	BK07-2VE	7801001004942

Color	Talla 12-14	Código
Calipso	BK07-3CA	7801001004959
Gris	BK07-3GR	7801001004966
Naranja	BK07-3NA	7801001004973
Rojo	BK07-3RO	7801001004980
Verde	BK07-3VE	7801001004997

Envasado

Caja estuche: 22cm alto x 15.5cm ancho x 6.5cm fondo

Unidad de Empaque

6 Unidades

Mantenición de Producto

Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia

Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14