

Nombre del Producto
INMOVILIZADOR DE MUÑECA
Código

BK-10

Origen

Chile

Marca

Blunding


Descripción

Soporte de muñeca, confeccionado en spandex, recubierta en su interior con tela de algodón. Contiene una férula de aluminio removible y ajustable con cierre de contacto.

Indicación

 En todo tipo de lesiones de muñeca (Post-traumáticas o post-operatorio).
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla

4 a 6 años - 8 a 10 años - 12 a 14 años

Como Elegir

Medidas	4 a 6 años	8 a 10 años	12 a 14 años
Contorno de Muñeca	13 - 14 cm.	14 - 15 cm.	15 - 16 cm.

Composición

 Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster
 Cara Externa: 85% Nylon / 15% Elastano
 Férula: 100% Aluminio
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color

Calipso - Fucsia - Gris - Morado - Naranja - Rojo - Verde

Código de barra:

Color Der.	Talla 4-6	Código	Talla 8-10	Código
Calipso	BK10D-1CA	7801001005000	BK10D-2CA	7801001005147
Fucsia	BK10D-1FUC	7801001005017	BK10D-2FUC	7801001005154
Gris	BK10D-1GR	7801001005024	BK10D-2GR	7801001005161
Morado	BK10D-1MO	7801001005055	BK10D-2MO	7801001005192
Naranja	BK10D-1NA	7801001005031	BK10D-2NA	7801001005178
Rojo	BK10D-1RO	7801001005048	BK10D-2RO	7801001005185
Verde	BK10D-1VE	7801001005062	BK10D-2VE	7801001005208

Talla 12-14
Código

BK10D-3CA	7801001005284
BK10D-3FUC	7801001005291
BK10D-3GR	7801001005307
BK10D-3MO	7801001005338
BK10D-3NA	7801001005314
BK10D-3RO	7801001005321
BK10D-3VE	7801001005345

Color Izq.
Talla 4-6
Código
Talla 8-10
Código

Calipso	BK10I-1CA	7801001005079	BK10I-2CA	7801001005215
Fucsia	BK10I-1FUC	7801001005086	BK10I-2FUC	7801001005222
Gris	BK10I-1GR	7801001005093	BK10I-2GR	7801001005239
Morado	BK10I-1MO	7801001005123	BK10I-2MO	7801001005260
Naranja	BK10I-1NA	7801001005109	BK10I-2NA	7801001005246
Rojo	BK10I-1RO	7801001005116	BK10I-2RO	7801001005253
Verde	BK10I-1VE	7801001005130	BK10I-2VE	7801001005277

Talla 12-14
Código

BK10I-3CA	7801001005352
BK10I-3FUC	7801001005369
BK10I-3GR	7801001005376
BK10I-3MO	7801001005406
BK10I-3NA	7801001005383
BK10I-3RO	7801001005390
BK10I-3VE	7801001005413

Envasado

Caja estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque

12 Unidades

Mantenición de Producto

 Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia

Guardar en un lugar seco

Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.

Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la teconlogía actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

 Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14