

Nombre del Producto	INMOVILIZADOR DE DEDO PULGAR
Código	BK11
Origen	Chile
Marca	Blunding
Descripción	Fabricado con materiales Hipoalergénicos. Con férula de aluminio fija y ajustable con cierre de contacto.
Indicación	Lesiones en las articulaciones del pulgar, metacarpo falángica y carpo metacarpiana Laxitud ligamentosa del pulgar *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.
Talla	4-6, 8-10, 12-14



Como Elegir	Medidas	4 a 6	8 a 10	12 a 14
	Contorno muñeca	13 - 14 cm.	14 - 15 cm.	15 - 16 cm.

Composición	Cara Interna:	50% Algodón / 50% Poliéster
	Cara Externa:	100% Poliéster
	Férula:	100% Aluminio
	Cierre de Contacto:	100% Nylon

Color Calipso, Gris, Naranja, Rojo, Verde

Código de barra:	Color	Talla 4-6	Código	Talla 8-10	Código
	Calipso	BK11-1CA	7801001005420	BK11-2CA	7801001005475
	Gris	BK11-1GR	7801001005437	BK11-2GR	7801001005482
	Naranja	BK11-1NA	7801001005444	BK11-2NA	7801001005499
	Rojo	BK11-1RO	7801001005451	BK11-2RO	7801001005505
	Verde	BK11-1VE	7801001005468	BK11-2VE	7801001005512
	Fucsia	BK11-1FUC	7801001003303	BK11-2FUC	7801001003310

Talla 12-14	Código
BK11-3CA	7801001005529
BK11-3GR	7801001005536
BK11-3NA	7801001005543
BK11-3RO	7801001005550
BK11-3VE	7801001005567
BK11-3FUC	7801001003327

Envasado	Caja estuche: 18cm alto x 8.5cm ancho x 3cm fondo
Unidad de Empaque	12 Unidades
Mantención de Producto	Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas
Vigencia	Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.
Garantía	El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14