

**Nombre del Producto**
**INMOVILIZADOR DE DEDO**
**Código**

BK12

**Origen**

Chile

**Marca**

Blunding

**Descripción**

Soporte de dedo índice, medio o anular. Fabricado con materiales hipoaérgicos. Con férula fija y ajustable con cierre de contacto.

**Indicación**

 En distensiones y laxitud.  
 Esguinces metacarpo falángicas y carpo metacarpianas.  
 \*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla**

4-6, 8-10, 12-14

**Como Elegir**

Medidas	4 a 6	8 a 10	12 a 14
Contorno muñeca	13 - 14 cm.	14 - 15 cm.	15 - 16 cm.

**Composición**

 Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster  
 Cara Externa: 100% Poliéster  
 Férula: 100% Aluminio  
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

**Color**

Calipso, Gris, Naranja, Rojo, Verde

**Código de barra:**

Color	Talla 4-6	Código	Talla 8-10	Código
Calipso	BK12-1CA	7801001005574	BK12-2CA	7801001005628
Gris	BK12-1GR	7801001005581	BK12-2GR	7801001005635
Naranja	BK12-1NA	7801001005598	BK12-2NA	7801001005642
Rojo	BK12-1RO	7801001005604	BK12-2RO	7801001005659
Verde	BK12-1VE	7801001005611	BK12-2VE	7801001005666
Fucsia	BK12-1FUC	7801001003334	BK12-2FUC	7801001003341

Talla 12-14	Código
BK12-3CA	7801001005673
BK12-3GR	7801001005680
BK12-3NA	7801001005697
BK12-3RO	7801001005703
BK12-3VE	7801001005710
BK12-3FUC	7801001003358

**Envasado**

Caja estuche: 25cm alto x 8.5cm ancho x 3.5cm fondo

**Unidad de Paquete**

12 Unidades

**Mantenimiento de Producto**

 Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura  
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

**Vigencia**

 Guardar en un lugar seco  
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía**

 El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros**

 Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14
