

**Nombre del Producto** INMOVILIZADOR DE RODILLA

**Código** BK-13

**Origen** Chile

**Marca** Blunding



**Descripción** Soporte de rodilla, confeccionado con materiales hipoalergénicos. Con férulas de duro aluminio fijas. Es ajustable mediante cinta afelpada con cierre de contacto.

**Indicación** Inmovilización de la rodilla en traumatismos.  
Inmovilización Post-cirugía.  
Luxaciones de rotula.  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** 4 a 6 años – 8 a 10 años – 12 a 14 años

Medidas	4 a 6 años	8 a 10 años	12 a 14 años
Contorno de Rodilla	27 – 30 cm.	30 – 32 cm.	32 – 36 cm.
Altura de Inmovilizador	31 cm.	36 cm.	41 cm.

**Composición** Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster  
Cara Externa: 100% Poliéster  
Férula: 100% Aluminio  
Cierre de Contacto 100% Nylon

**Color** Calipso – Gris – Naranja – Rojo – Verde

Color	Talla 4-6	Código	Talla 8-10	Código
Calipso	BK13-1CA	7801001005727	BK13-2CA	7801001005772
Gris	BK13-1GR	7801001005734	BK13-2GR	7801001005789
Naranja	BK13-1NA	7801001005741	BK13-2NA	7801001005796
Rojo	BK13-1RO	7801001005758	BK13-2RO	7801001005802
Verde	BK13-1VE	7801001005765	BK13-2VE	7801001005819

Talla 12-14	Código
BK13-3CA	7801001005826
BK13-3GR	7801001005833
BK13-3NA	7801001005840
BK13-3RO	7801001005857
BK13-3VE	7801001005864

**Envasado** Caja estuche: 43cm alto x 15cm ancho x 4cm fondo

**Unidad de Empaque** 9 Unidades

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de temperatura  
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas  
No planchar

**Vigencia** Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.

Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro FDA N° 9104922  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14