

FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto TOBILLERA ESTABILIZADORA

Código BK-15

Origen Chile

Marca Blunding



Descripción Soporte de Tobillo, confeccionado en materiales hipoalergénicos, con férulas de PVC laterales removibles, ajustable con cordón y cierre de contacto

Indicación En lesiones ligamentosas de tobillo.
Inestabilidad de tobillo.
Uso profiláctico en deportes.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla 4 a 6 años – 8 a 10 años – 12 a 14 años

Medidas	4 a 6 años	8 a 10 años	12 a 14 años
Circunferencia de Tobillo	17 – 19 cm.	19 – 21 cm.	21 – 23 cm.

Composición
 Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster
 Cara Externa: 85% Nylon / 15% Elastano
 Barras Removibles: 100% PVC
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Calipso – Gris – Naranja – Rojo – Verde

Código de barra	Color	Talla 4-6	Código	Talla 8-10	Código
	Calipso	BK15-1CA	7801001005871	BK15-2CA	7801001005925
	Gris	BK15-1GR	7801001005888	BK15-2GR	7801001005932
	Naranja	BK15-1NA	7801001005895	BK15-2NA	7801001005949
	Rojo	BK15-1RO	7801001005901	BK15-2RO	7801001005956
	Verde	BK15-1VE	7801001005918	BK15-2VE	7801001005963

Talla 12-14	Código
BK15-3CA	7801001005970
BK15-3GR	7801001005987
BK15-3NA	7801001005994
BK15-3RO	7801001006007
BK15-3VE	7801001006014

Envasado Caja estuche: 21cm alto x 10.5cm ancho x 6.5cm fondo

Unidad de Empaque 10 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de peli
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14