

Nombre del Producto BOTA INMOVILIZADORA

Código BK-16

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Bota pediátrica inmovilizadora de tobillo.
Fabricado con materiales hipoalergenicos y velcros ajustables.

Indicación Lesiones de los tejidos blandos
Estabilización en trauma y rehabilitación de tobillo
Estabilización Post operatorio del tobillo
Fracturas estables
Esguinces de tobillo grado 2 y 3.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL-XXL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Longitud máxima del pie	12.5 cm.	14.6 cm.	17 cm.	19.5 cm.
Nº de Calzado	21	22 a 23	24 - 27	28 - 31

Medidas	2 Extra Large
Longitud máxima del pie	21 cm.
Nº de Calzado	32 - 33

Composición Armazón: 80% Nylon / 10% Goma EVA / 10% Goma
Cara Interna 100% Algodón
Botín:
Cara Externa 100% Poliéster
Botín:
Barras 100% Nylon / 100% Aluminio (Solo XXL)
Dorsales: 100% Nylon / 100% Aluminio (Solo XXL)
Cierre de Cont 100% Nylon

Color Calipso - Gris - Naranja - Rojo - Verde

Código de barra

Color	Talla S	Código	Talla M	Código
Calipso	BK16-TSCA	7801001006021	BK16-TMCA	7801001006076
Gris	BK16-TSGR	7801001006038	BK16-TMGR	7801001006083
Naranja	BK16-TSNA	7801001006045	BK16-TMNA	7801001006090
Rojo	BK16-TSRO	7801001006052	BK16-TMRO	7801001006106
Verde	BK16-TSVE	7801001006069	BK16-TMVE	7801001006113

Color	Talla L	Código	Talla XXL	Código
Calipso	BK16-TLCA	7801001006120	BK16-TXLCA	7801001006175
Gris	BK16-TLGR	7801001006137	BK16-TXLGR	7801001006182
Naranja	BK16-TLNA	7801001006144	BK16-TXLNA	7801001006199
Rojo	BK16-TLRO	7801001006151	BK16-TXLRO	7801001006205
Verde	BK16-TLVE	7801001006168	BK16-TXLVE	7801001006212

Color	Talla XXL	Código
Calipso	BK16-TXXLCA	7801001008674
Gris	BK16-TXXLGR	7801001008681
Naranja	BK16-TXXLNA	7801001008698
Rojo	BK16-TXXLRO	7801001008704
Verde	BK16-TXXLVE	7801001008711

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 10cm ancho x 16cm fondo

Unidad de Empaque 10 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas.
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14