

Nombre del Producto	ARNÉS DE PAVLIK CON HEBILLAS
Código	BK23H
Origen	Chile
Marca	Blunding
Descripción	Correas de pavlik, confeccionadas en cinta de lona 30mm. Ajuste mediante hebilla de Niquelado metálico y ojettillos.
Indicación	Para corregir o prevenir la displasia congénita de cadera en niños.
Talla	0 a 3 meses – 3 a 6 meses – 6 a 9 meses – 9 a 12 meses.



Como Elegir	Medidas	0 a 3 meses	3 a 6 meses	6 a 9 meses	9 a 12 meses
	Contorno de Cintura	44 – 54 cm.	48 – 58 cm.	54 – 63 cm.	56 – 60 cm.
	Longitud de Pierna	24 – 36 cm.	26 – 38 cm.	28 – 40 cm.	32 – 40 cm.
	Altura Hombros	14 – 19 cm.	17 – 21 cm.	18 – 23 cm.	19 – 23 cm.

Composición	Cinta 30mm.:	100% Algodón
	Hebillas:	100% Metálico
	Ojettillos:	100% Metálico

Colores Blanco

Código de barra:	TALLA	CÓDIGO
	0 a 3 meses	7801001006427
	3 a 6 meses	7801001006434
	6 a 9 meses	7801001006441
	9 a 12 meses	7801001006458

Invasado Caja estuche: 21cm alto x 10.5cm ancho x 6.5cm fondo

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación,

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14