



Nombre del Producto COLLAR CERVICAL BLANDO

Código CC-016

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte cervical de corte anatómico en poliuretano de alta densidad, recubierto con tejido tubular y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Tratamiento del traumatismo de vertebrae de la columna cervical
Tratamiento de lesiones de partes blandas y otras lesiones cervicales leves
Rehabilitación post operatoria
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Médium	Large	Extra Large
Circunferencia de Cuello	32 - 35 cm.	36 - 39 cm.	40 - 43 cm.	44 - 47 cm.
Alto	9 cm.	10 cm.	10 cm.	10 cm.
Grosor	2 cm.	2 cm.	2 cm.	2 cm.

Composición Cara externa: 100% Algodón
Cara interna: Corte de poliuretano
Felpa y Cierre de Contacto: 100% nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001000029
Médium	7801001000036
Large	7801001000043
Extra Large	7801001000050

Envasado Unidad en Caja Estuche de: 26cm alto x 12cm ancho x 7cm fondo

Unidad de Empaque 16 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano con detergente suave
Secar en forma natural sin exponer a sol directo
No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco

Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Certificación y Registros Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14