



Nombre del Producto COLLAR CERVICAL MIAMI JEROME ADVANCE TU

Código CC-018TU

Origen Islandia

Marca Ossür

Descripción Miami J avanzada combina suave, sobre moldeado bordes y el relleno transpirable Sorbatex™ (ver panel trasero) para inhibir la rotura de la piel y de la formación de puntos de presión peligrosos.
Cuello con mecanismo único de tamaño ajustable según fenotipo, asegurando un ajuste exacto, consta de una almohadilla para aliviar la presión sobre el esternón, fácil de adaptarse a paciente logrando un ajuste exacto, la parte delantera del collar puede ser retirado para la higiene en pacientes intubados, la tecnología patentada Flex-Edge proporciona bordes suaves sobre moldeado que se ajustan a los contornos y distribuye la presión en forma uniforme, compatible con pruebas radiológicas, resonancias y tomografías.

Indicación En esguinces cervicales
Traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves
Limita la rotación y la flexoextensión de la columna cervical
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Talla Única

Composición Estructura: 100% Polietileno de baja densidad
Acolchado: 100% Nylon
Cierra de contacto: 100% Nylon

Color Blanco – Azul

Envasado Bolsa

Mantenimiento de Producto Limpiar a mano

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14