



**Nombre del Producto** COLLAR CERVICAL SEMIRRÍGIDO

**Código** CC-019

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Soporte cervical de corte anatómico en poliuretano con refuerzo interno de alta densidad, recubierto con tejido tubular y ajustable con cierre de contacto.

**Indicación** Tratamiento del traumatismo de vertebras de la columna cervical  
 Tratamiento de lesiones de partes blandas y otras lesiones cervicales leves  
 Rehabilitación post operatoria  
 \*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** S-M-L-XL

**Como Elegir**

Medidas	Small	Médium	Large	Extra Large
Circunferencia de Cuello	32 – 35 cm.	36 – 39 cm.	40 – 43 cm.	44 – 47 cm.
Alto	9 cm.	10 cm.	10 cm.	10 cm.
Grosor	3 cm.	3 cm.	3 cm.	3 cm.

**Composición** Cara externa: 100% Algodón  
 Cara interna: 2 Cortes de Poliuretano y relleno de aglomerado  
 Felpa y Cierre de Contacto: 100% nylon

**Color** Plata

**Código de barra**

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001000067
Medium	7801001000074
Large	7801001000081
Extra Large	7801001000098

**Envasado** Unidad en Caja Estuche de: 26cm alto x 12cm ancho x 7cm fondo

**Unidad de Empaque** 16 unidades

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano con detergente suave  
 Secar en forma natural sin exponer a sol directo  
 No planchar

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

**Certificación y Registros** Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.  
 Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro FDA N° 9104922  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14