



**Nombre del Producto** COLLAR CERVICAL FILADELFIA

**Código** CC-020

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Soporte cervical formado por dos piezas de espuma plastasote. Con Refuerzos plásticos anteriores y posteriores y orificios de ventilación, ajustable con doble cierre de contacto.

**Indicación** Esguinces cervicales leves o moderados con estabilidad.  
 Limitación de todos los planos de movimiento de la columna cervical  
 Inmovilización rígida adecuada en caso de lesión o traumatismo  
 \*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** S/M - M/L - L/XL

**Como Elegir**

Medidas	S/M	M/L	L/XL
Ancho (cm)	32-42	42-46	46-52
Alt. Anterior (cm)	11	13	14
Grosor (cm)	2	2	2

**Composición** Entrecruzado: 75% Polietileno  
 Estructura: 20% ABS Plástico  
 Cierre de Contacto: 5% Nylon

**Color** Beige

**Código de barra**

TALLA	CÓDIGO
S/M	7801001001798
M/L	7801001001866
L/XL	7801001001873

**Envasado** Bolsa: 35cm alto x 21cm ancho x 14cm fondo

**Unidad de Empaque** 4 Unidades

**Mantenión de Producto** Lavar a mano con detergente suave  
 Secar en forma natural sin exponer a sol directo  
 No planchar

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro FDA N° 9104922  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14