



Nombre del Producto FAJA DORSOLUMBAR

Código CC-612

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de compresión dorsal baja y lumbar, confeccionada en elástico libre de látex con barras laterales de polipropileno flexibles y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Estabilización de la región dorsal baja y lumbar
Contracturas de la musculatura dorsal baja y lumbar
En enfermedades degenerativas de la columna dorsal baja y lumbar
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Contorno de Cintura	77 - 93 cm.	94 - 109 cm.	102 - 121 cm.	122 - 130 cm.

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Felpa y Cierre de Contacto: 100% nylon

Color Beige

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001612017
Medium	7801001612024
Large	7801001612031
Extra Large	7801001612048

Envasado Caja estuche: 29.5cm alto x 13cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 6 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14