



Nombre del Producto FAJA LABORAL

Código CC-613

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte lumbar, confeccionado de elástico tipo Rachel perforado, con refuerzo en zona dorso lumbar, más tirantes autoajustables y barras laterales de polipropileno flexibles. Ajustable con doble cierre de contacto.

Indicación Estabilización de la región Lumbar
 Previene las lesiones columna lumbar ocasionadas por sobre esfuerzos
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL-XXL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Cintura	71 - 89 cm.	90 - 103 cm.	104 - 111 cm.	112 - 119 cm.

Composición Elástico: 70% Poliéster / 30% Látex
 Felpa y Gancho: 100% nylon
 Barras Dorsales: 100% Polipropileno

Color Beige

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001613014
	Medium	7801001613021
	Large	7801001613038
	Extra Large	7801001613045
	XX Large	7801001006502

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 12.5cm ancho x 8cm fondo

Unidad de Empaque 12 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro FDA N° 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14