



Nombre del Producto **SOPORTE LUMBAR DYNAMIC**

Código CC-616

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción El Soporte Lumbar Dynamic fue creado para tratar dolores de espalda baja, con un innovador sistema mecánico. Previene y disminuye el dolor de toda la zona lumbar. El paciente puede ajustar con una mano el mecanismo ya que tiene solo un cierre frontal y un sistema de poleas permite un ajuste muy sencillo.

Indicación Estabilización de la región Lumbar
 Previene las lesiones de columna lumbar ocasionadas por sobre esfuerzos
 Contracturas de la musculatura lumbar
 Enfermedades degenerativas de la columna lumbar
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
	Circunferencia de cintura	68-78 cm.	78 - 86 cm.	87 - 105 cm.	105 - 111 cm.	112 - 126 cm.

Composición 55% Poliéster
 35% Nylon
 10% Acrílico

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001008759
	Medium	7801001008766
	Large	7801001008773
	Extra Large	7801001008780

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 15.5cm ancho x 6.5cm fondo

Unidad de Empaque 6 Unidades

Mantenimiento de Producto Limpiar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Secar al aire evitando la luz solar excesiva
 No planchar

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado solo por una persona.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14