

## Descripción

Catre Clínico de uso domiciliario para pacientes postrados o con patologías musculoesqueléticas o neurológicas. Los cuales requieren constante movilización y posicionamiento para mejorar el retorno venoso y prevenir escaras

Marca	Paxxo
Procedencia	China
Funciones Adicionales	Regualcion respaldo-rodilla
Pintura	Esmaltada Anti-Corrosiva
Comando	Manual
Respaldo	Acero alta resistencia
Ruedas	4 ruedas de 1 cara.
calidades	Baranda retractil
Certificaciones	CE, FDA, TUV, ISO9001:2000, ISO13485:2000.
Largo Total Catre	2050 mm.
Peso Neto	55 Kg.
Soporta hasta	120 Kg.
Articulaciones	En torso y piernas
Ancho Total	90 cms.
Altura	53 cms.
Garantía	1 año
Cantidad por Caja	1 unidad.
<b>Incluye</b>	<b>Porta suero, Gancho para urinario.</b>
Servicio Técnico	Servicio Tecnico Propio.