

Descripción

Catre Clínico de uso hospitalario o domiciliario para pacientes postrados o con patologías musculoesqueléticas o neurológicas. Los cuales requieren constante movilización y posicionamiento para mejorar el retorno venoso y prevenir escaras

arca	Paxxo
Procedencia	China
Funciones Adicionales	Regulacion respaldo-rodilla
Estructura	Acero alta resistencia
Pintura	Esmaltada Anti-Corrosiva
Comando	Manual
Respaldo	cabecera y piecera en PVC Lavable y Desinfectable
Ruedas	4 ruedas de una cara
Certificaciones	CE, FDA, TUV, ISO9001:2000, ISO13485:2000.
Largo Total Catre	210 cms. total / 196 cms. util para colchon
Peso Neto	80 Kg.
Soporta hasta	140 Kg.
Articulaciones	En torso y piernas
Ancho Total	100 cms.
Altura	50 cms.
Garantía	1 año
Cantidad por Caja	1 unidad.
Incluye	Porta suero, Gancho para urinario.
Servicio Técnico	Servicio Tecnico Propio.52