



Nombre del Producto FAJA LUMBOSACRAL DR.SLIM

Código DR-01

Origen Chile

Marca Dr. Slim

Descripción Soporte lumbar, confeccionado en bandas elasticadas, reforzada en la zona lumbar, con barbas de polipropileno flexibles y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Estabilización de la región lumbar
En contracturas de la musculatura dorsal
En enfermedades degenerativas de la columna
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Circunferencia de Cintura	77 - 93 cm.	94 - 101 cm.	102 - 121 c.	122 - 130 cm.

Composición Banda Elástica: 79% Poliéster / 12% Elastano / 9% Poliamida
Barras Dorsales: 100% Polipropileno
Felpa y Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Blanco

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001001941
Medium	7801001001958
Large	7801001001965
Extra Large	7801001001972

Envasado Caja estuche

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14