



Nombre del Producto FAJA POST PARTO/OPERATORIA DR. SLIM

Código DR-03

Origen Chile

Marca Dr. Slim

Descripción Soporte sacro-lumbar y abdominal, confeccionado con tres bandas de elástico afelpado, velour y en su parte interna de algodón.
Ajustable con cierre de contacto.

Indicación En el postoperatorio de cirugías abdominales
En hernias abdominales
En pacientes sometidos a abdominoplastias y liposucciones
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Cadera	90 cm. O menos	90 - 100 cm.	100 - 110 cm.	110 - 135 cm.

Composición Banda Elástica: 79% Poliéster / 12% Elastano / 9% Poliamida
Felpa y Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Blanco

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001117512
	Medium	7801001117529
	Large	7801001117536
	Extra Large	7801001117611

Envasado Caja estuche

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14