

**Nombre del Producto** FAJA ABDOMINAL DR. SLIM**Código** DR-04**Origen** Chile**Marca** Dr. Slim**Descripción** Soporte sacro-lumbar y abdominal, confeccionado con cuatro bandas de elástico afelpado, con algodón en su parte interna. Ajustable con cierre de contacto.**Indicación** En el postoperatorio de cirugías abdominales
En hernias abdominales
En pacientes sometidos a abdominoplastias y liposucciones
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.**Talla** S-M-L-XL**Como Elegir**

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Contorno de Cadera	90 cm. O menos	90 - 100 cm.	100 - 110 cm.	110 - 135 cm.

Composición Banda Elástica: 82% Poliéster / 10% Elastano / 8% Poliamida
Cierre de Contacto: 100% Nylon**Color** Blanco**Código de barra**

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001002474
Medium	7801001002481
Large	7801001002498
Extra Large	7801001002504
Extra Extra Large	7801001006854

Envasado Caja estuche: 32.5cm alto x 12cm ancho x 4cm fondo**Unidad de Empaque** 16 Unidades**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas
No planchar**Vigencia** Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14