

**Nombre del Producto** INMOVILIZADOR DE CODO ADULTO (PAR)**Código** E-719**Origen** Chile**Marca** Blunding**Descripción** Inmovilizador de codo, formado de dos piezas en su parte interna de algodón. Mas barras plásticas que ayudan a inmovilizar el codo. Ajustado con cierre de contacto.**Indicación** Tratamiento conservador en las luxaciones de codo
Uso hospitalario inmoviliza la articulación de codo
Impedir que el paciente doble el brazo para quitar algún dispositivo como (mariposas, bránula, bajadas de suero, etc.)
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.**Talla** Única**Composición** Cara Interna: 100% Algodón
Cara Externa: 100% Poliéster
Barras Plástica: 100% Polipropileno
Cierre de Contacto: 100% Nylon**Color** Plata

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001007455

Envasado Caja estuche: 21cm alto x 11cm ancho x 5cm fondo**Mantenición de Producto** Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas
No Planchar**Vigencia** Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14