



**Nombre del Producto** SET CONTENCIÓN PIES CON B. MAGNÉTICOS (PAR)

**Código** E-724

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Inmovilizador de pies, confeccionado en TC poliéster y en su interior laminado espuma poliuretano con bandas y un sistema de cierre mediante botón y llave magnética más cierre de contacto.

**Indicación** Mantener las extremidades inferiores del paciente inmovilizadas.  
 Mantener las extremidades inferiores del paciente dentro del perímetro de la cama.  
 Evitar autolesiones.  
 \*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** Única

Como Elegir	Medidas	Única
	Contorno de tobillo	20 - 40 cm.

**Composición**

Contención:	100% Poliéster
Cinta Sujetadora:	100% Poliéster
Hebillas:	100% Polipropileno
Pasadores:	Alambre niquelado

**Color** Blanco

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Única	7801001007493

**Envasado** Caja Estuche: 22cm alto x 15.5cm ancho x 6.5cm fondo

**Mantenimiento de Producto** Lavar maquina temperatura óptima 60°C máximo 80°C  
 No Planchar

**Vigencia** Guardar en un lugar seco  
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14